

Näytteenotto- ja lähetysohjeet: Veripalvelu®-veriryhmätutkimukset

Näytteitä otetaan vastaan kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystysaikana tutkitaan vain kiireelliset näytteet.

Tiedustelut

- Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920, faksi 09 454 6230
- Päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivinä) p. 029 300 1001, faksi 09 454 6245

Näyte

- Näyteputken tulee merkitä tutkittavan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä
- Näytemäärä 2 x 6/7 ml EDTA-verta
- Katso tarkemmat tutkimuskohtaiset ohjeet [tutkimusohjekirjasta](#)

Kiireelliset näytteet

- Kiireellisistä näytteistä on aina ilmoitettava erikseen p. 029 300 1920

Lähete

- [Veriryhmätutkimukset](#) -lähete
- Lähetteeseen tulee huolella täyttää tutkittavan esitiedot, lähettäjän yhteystiedot sekä tilattavat tutkimukset ja verivalmisteet. Lähetteeseen on myös aina merkittävä mahdollisten lisätietojen antajan nimi ja puhelinnumero.
- Lähetteen voi toimittaa etukäteen faksilla 09 454 6230

Kuljetuslämpötila

- Huoneenlämpötila
- Mikäli näytettä ei lähetetä näytteenottopäivänä, tulee näyte säilyttää jääkaappilämpötilassa.
- Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään.

Kuljetus

- Posti, linja-auto, lentokone, taksi tms.
- Katso [yleiset lähetysohjeet](#)

Osoite

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Näytteiden vastaanotto
Veriryhmätutkimukset
Kivihaantie 7
00310 HELSINKI