


RASKAUDENAIKAISTEN VERIRYHMÄ- JA VERIRYHMÄVASTA- AINETUTKIMUSNÄYTTEIDEN PAKKAUSOHJE



1. Aseta näyteputket vaahtomuovialustalle niin, että alusta pysyy suorassa ja tuntuu tukevalta. Jos putkia on vähän, kannattaa niiden väliin jättää tyhjiä välejä. Laita yhteen lähetykseen enintään kahdeksan näytettä.
2. Laita vaahtomuovialusta muovipussiin ja aseta imeytysliina vaahtomuovialustan alle. Imeytysliina estää nesteen valumisen ulos pussista, jos näyteputki menee rikki. Älä kääri imeytysliinaa näyteputkien ympärille.
3. Sulje pussi huolellisesti ja taittele se vaahtomuovialustan ympärille.
4. Pakkaa muovipussi sisältöineen kelta-mustaraidalliseen laatikkoon. Laita laatikkoon mukaan myös *Raskaudenaikaiset veriryhmävasta-aineet* -lähete. Älä pakkaa lähetettä muovipussin sisään.
5. Paina sisään laatikon pohjassa olevat kaksi läppää, jotta laatikosta tulee tukeva ja se kestää hyvin kuljetuksen. Sulje laatikko käyttäen laatikon omaa teippinauhaa.
6. Varmista, että pakkauksen vastaanottajaksi on merkitty *SPR Veripalvelu, Näytteiden esikäsitteily-yksikkö, Neuvolanäytetutkimukset*. Lähetä näytteet Veripalveluun niin, että ne ovat perillä viimeistään 3–5 vuorokauden kuluessa näytteenotto päivästä. Näytteitä lähettäessä tulee noudattaa Postin voimassaolevia ohjeita. Lähettäjä maksaa postimaksun. Näytteitä ei saa laittaa postilaatikkoon, vaan ne tulee toimittaa Postin toimipisteeseen. Säilytä perjantaisin otetut näytteet pystyasennossa jääkaapissa ja postita ne heti maanantaina.
7. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään.

Lisätietoja

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, Neuvolanäytetutkimukset, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
p. 050 374 2736, faksi 09 454 6212.
Veripalvelu® on rekisteröity tavaramerkki.

Postin ohjeet näytteiden lähettämisestä: www.posti.fi