

## Handbok för blodprodukter 2021 - förändringshistoria

Sida	Uppdatering	Uppdateringsdatum
18, 19	Bestrålade leukocytbefriade erythrocyter: +2 – +6 °C/28 dygn från blodgivningsdagen när erythrocyterna bestråls vid <14 dygns ålder. Bestrålade produkter bör användas snart efter bestrålningen, se sid. 34.	23.6.2022
34	Leukocytbefriade erythrocyter som bestrålas mindre än 14 dygn gamla har en hållbarhetstid på 28 dygn efter blodgivningen. Det rekommenderas dock att bestrålade produkter används snart efter bestrålningen.	23.6.2022
20	Leukocytbefriade erythrocyter för barn (PSVSLA) Volym i genomsnitt 90 ml, den exakta mängden anges på etiketten. Att beakta vid beställning Produkten "Leukocytbefriade erythrocyter för barn (bestrålade)" kan beställas antingen som set på tre påsar eller som enskilda påsar. Varje påse i ett set har sin egen produktkod. Bestrålade erythrocyter för barn kan även beställas t.ex. så att en av påsarna i ett set på tre påsar är bestrålad och de två andra påsarna är obestrålade.	23.6.2022
54, 63	Blodtjänst blodsäkerhetsbyrå tfn 029 300 1100 (vardagar kl. 9–15).	23.6.2022
56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patientens IgA analysen görs i sjukhusets eget laboratorium, i första hand på ett prov som tagits före blodtransfusionen.</li> <li>• Om IgA koncentrationen ligger under metodens detektionsgräns ska ett serumprov på 2 ml skickas till blodsäkerhetsbyrå för tilläggsundersökningar. För patienter som konstateras ha anti-IgA-antikroppar ges en rekommendation om att använda tvättade blodprodukter och IgAbristplasma.</li> <li>• Anmälan om biverkning, IgA-testresultat och vid behov ett serumprov på 2 ml skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå, som sköter nödvändig myndighetsrapportering.</li> </ul>	23.6.2022



19	<b>Indikationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Icke brådsakande transfusion av erythrocyter till en patient med IgAantikroppar.</li><li>• För patienter som får återkommande svåra biverkningsreaktioner vid transfusion av basprodukten.</li><li>• Produkten kan också beställas bestrålad, se indikationer för bestrålning, beskrivning av bestrålningen och dess inverkan på produkten i avsnittet "Specialbehandling av blodprodukter, Bestrålning" sid. 34."</li></ul>	9.11.2022
20	Erythrocytprodukten för barn framställs av en leukocytbefriad erythrocytprodukt som delas upp i tre delar.  Lerythrocyter för barn (PSVSLA) Volym i genomsnitt 90 ml (70–110 ml), den exakta mängden anges på etiketten.	2.2.2023